


 Concepteur et fabricant français de dispositifs médicaux



Stérilisation et hygiène


Septembre 2025

AVEC LA PARTICIPATION DE :



FEDER PROGRAMMATION 2021-2027

www.tec-care.com



Nouvelle gamme de brosses de nettoyage



4 NIVEAUX DE DURETÉ

Notre gamme de brosse de nettoyage est disponible en quatre duretés différentes pour s'adapter à tous les besoins :

Extra-souple, souple, rigide et extra-rigide.

Cela permet de choisir la brosse idéale selon le type d'instrument et le degré de salissure à traiter.

MANCHES ERGONOMIQUES

Chaque brosse est équipée d'un manche ergonomique, conçu pour offrir une prise en main confortable.

FIBRES EN THERMOPLASTIQUE

Les fibres de nos brosses sont reconnues pour leur bonne tenue à la stérilisation, leur résistance à l'usure, leur capacité à assurer un nettoyage efficace tout en préservant l'intégrité des instruments.

CODE COULEUR SIMPLIFIÉ

Un système de couleurs distinctes permet d'identifier facilement la rigidité des fibres, facilitant ainsi le choix rapide et évitant les erreurs dans le flux de travail.

RÉUTILISABLES OU USAGE UNIQUE

Nos gammes de brosses sont disponibles en version réutilisable ou en version à usage unique.

FABRICATION 100% FRANÇAISE

Tous nos produits sont intégralement fabriqués en France, dans nos ateliers dans les Vosges, garantissant un haut niveau de qualité, un contrôle rigoureux et une traçabilité optimale.



L'Originale

Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 5 unités

Les brosses plates réutilisables Tec Care sont conçues pour le nettoyage des instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur empoilée de 70 mm. Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d'œil de vérifier la propreté de la brosse.



EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBR22070-XH



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
10

Rigidité voisine de l'acier permettant un nettoyage très appuyé des instruments souillés, particulièrement au niveau des stries ou anfractuosités.

RIGIDE

RÉF : STRBR22070-H



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
15

La rigidité de cette brosse, associée à la hauteur des fibres, facilite le nettoyage des instruments courants.

SOUPLE

RÉF : STRBR22070-S



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
15

Nettoyage des instruments présentant soit une fragilité (optique, plastique ...) soit des zones creuses qui sont plus faciles à nettoyer avec une fibre « semi-rigide ».

EXTRA SOUPLE


RÉF : STRBR22070-XS



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
25


Destinée aux instruments fragiles (optiques...). La grande longueur des fibres facilite le nettoyage de certaines zones très difficiles à atteindre et supprime toute agression lors du nettoyage.

**PARTIE EMPOILÉE
L X I (MM)**
70 x 20



KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRBR22070-4



Conditionnement :
Boîte de 4 unités


1x STRBR22070-XH (Extra-rigide) + 1x STRBR22070-H (Rigide) +
1x STRBR22070-S (Souple) + 1x STRBR22070-XS (Extra-souple)

Usage / Jour unique

Conditionnement : Boîte de 20 unités

Les **brosses plates usage / jour unique Tec Care**: bonne prise en main, longueur de la partie empoilée 60 x 20 mm.

**PARTIE EMPOILÉE
L X I (MM)**
60 x 20



RIGIDE

RÉF : STUBR22060-H



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
15

SOUPLE

RÉF : STUBR22060-S



**LONGUEUR
DE FIBRES (MM)**
15

NOUVEAU!

L'Originale MiNi

Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Besoin d'adapter votre nettoyage à de petits instruments ?

Cette brosse est une version plus compacte de notre modèle « L'Originale ».

EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBR18038-XH



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10

RIGIDE

RÉF : STRBR18038-H



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

SOUPLE

RÉF : STRBR18038-S



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

EXTRA SOUPLE

RÉF : STRBR18038-XS



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
25

KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRBR18038-4




Conditionnement :
Boîte de 8 unités

2 x STRBR18038-XH (Extra-rigide) + 2 x STRBR18038-H (Rigide) +
2 x STRBR18038-S (Souple) + 2 x STRBR18038-XS (Extra-souple)



PARTIE EMPOILÉE
L x I (MM)
38 x 9



Usage / Jour unique

Conditionnement : Boîte de 50 unités

RIGIDE

RÉF : STUBR18038-H



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10

SOUPLE

RÉF : STUBR18038-S



LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10

NOUVEAU!



L'Originale Duo

Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Doublez votre capacité de nettoyage des instruments les plus complexes, grâce à une extrémité très fine qui se fauilera dans les moindres recoins.

EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBRDBLE-XH

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 8

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 10

RIGIDE

RÉF : STRBRDBLE-H

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 13

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 15

SOUPLE

RÉF : STRBRDBLE-S

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 13

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 15

EXTRA SOUPLE

RÉF : STRBRDBLE-XS

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 23

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 25

KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRBRDBLE-4



Conditionnement :
Boîte de 8 unités

2 x STRBRDBLE-XH (Extra-rigide) + 2 x STRBRDBLE-H (Rigide) +
2 x STRBRDBLE-S (Souple) + 2 x STRBRDBLE-XS (Extra-souple)



Usage / Jour unique

Conditionnement : Boîte de 50 unités

RIGIDE

RÉF : STUBRDBLE-H

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 13

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 15

SOUPLE

RÉF : STUBRDBLE-S

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 13

LONGUEUR DE FIBRES (MM) 15

NOUVEAU!

ErgoClean

Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 5 unités

Notre nouvelle gamme **ErgoClean** et **ErgoClean-Total**, dont les manches inclinés sont spécialement conçus pour une grande aisance de préhension.



EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBRANGB-XH

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10



RIGIDE

RÉF : STRBRANGB-H


LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15



SOUPLE

RÉF : STRBRANGB-S


LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15



EXTRA SOUPLE

RÉF : STRBRANGB-XS

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
25



PARTIE EMPOILÉE
L x l (mm)
75 x 18

KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRBRANGB-4



Conditionnement :
Boîte de 4 unités

1x STRBRANGB-XH (Extra-rigide) + 1x STRBRANGB-H (Rigide) +
1x STRBRANGB-S (Souple) + 1x STRBRANGB-XS (Extra-souple)

NOUVEAU!

ErgoClean MiNi

Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Version dérivée de l'ErgoClean, cette brosse offre les mêmes performances dans un modèle réduit.



EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBRANGS-XH

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10

RIGIDE

RÉF : STRBRANGS-H

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

SOUPLE

RÉF : STRBRANGS-S

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

EXTRA SOUPLE

RÉF : STRBRANGS-XS

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
25

KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRBRANGS-4




Conditionnement :
Boîte de 8 unités

2 x STRBRANGSXH (Extra-rigide) + 2 x STRBRANGS-H (Rigide) +
2 x STRBRANGS-S (Souple) + 2 x STRBRANGS-XS (Extra-souple)



PARTIE EMPOILÉE
L x I (MM)
39 x 10



Usage / Jour unique

Conditionnement : Boîte de 50 unités

RIGIDE


RÉF : STUBRANGS-H

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

SOUPLE

RÉF : STUBRANGS-S

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15



NOUVEAU!

ErgoCleanTotal Mini



Réutilisables / autoclavables

Conditionnement : Boîte de 10 unités

ErgoCleanTotal/Mini est une brosse révolutionnaire, qui a été pensée spécialement pour les angles difficiles à nettoyer.

Prise en main ultra-confortable et maximisation des fibres sur l'extrémité.



EXTRA RIGIDE

RÉF : STRBRANGST-XH

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
10

RIGIDE

RÉF : STRBRANGST-H

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

SOUPLE


RÉF : STRBRANGST-S

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
15

EXTRA SOUPLE

RÉF : STRBRANGST-XS

LONGUEUR
DE FIBRES (MM)
25



KIT DE 4 BROSSES ASSORTIES

RÉF : STRANGS-4



Conditionnement :
Boîte de 8 unités

2 x STRBRANGST-XH (Extra-rigide) + 2 x STRBRANGST-H (Rigide) +
2 x STRBRANGST-S (Souple) + 2 x STRBRANGST-XS (Extra-souple)

Brosses pour fraises à cotyle



Réutilisables / autoclavables

Tec Care fabrique 4 brosses destinées au nettoyage des fraises à cotyle:

- Simple tête : **circulaire ou courbe**.
- Double tête, comportant à l'autre extrémité du manche, un écouvillon conique fin et rigide, qui permet de nettoyer facilement les orifices des fraises (manches vert ou orange selon la forme de la brosse principale).
- Conditionnement : **Boîtes de 3 unités**.

CIRCULAIRE

RÉF : STRBRCOT-01



L X I X H (MM)
18 x 50 x 45

Circulaire : parfaitement adaptée au nettoyage de l'hémisphère interne des fraises à cotyle.

CIRCULAIRE + CONIQUE

RÉF : STRBRCOT-02



L X I X H (MM)
6/8 x 30

L X I X H (MM)
18 x 50 x 45

COURBE

RÉF : STRBRCOT-03



L X I X H (MM)
8 x 12 x 40

Courbe : avec un design spécifique aux fraises à cotyles à croisillon

COURBE + CONIQUE

RÉF : STRBRCOT-04



L X I X H (MM)
8 x 12 x 40

L X I X H (MM)
6/8 x 30

Nettoyage des récipients

Réutilisable / autoclavable

Cette brosse est destinée à l'**écouvillonnage de très gros diamètre** et au nettoyage des récipients, urinoirs...

	BROSSE		LONGUEUR
	LARG. (MM)	LONG. (MM)	TOTALE (MM)
RÉF : STRBR070130310	70	130	310

Conditionnement : Sachet de 3



Brosse pour râpes orthopédiques



Réutilisables / autoclavables

La brosse de nettoyage pour râpe Tec Care permet le nettoyage de râpes orthopédiques (et instruments similaires...)

- Poils de brosse en polyamide
- Manche ergonomique en thermoplastique autoclavable
- Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations
- Longueur totale 230 mm



RÉF: STRBRRAP-01

Conditionnement :
Boîte de 3 unités

LONGUEUR / Ø MANCHE
140 MM / 16 MM

L X I X H (MM)
20 x 60 x 90

Brosse de précision

Réutilisables / autoclavables

La brosse de précision Tec Care possède une tête ultra rigide de petite taille, qui permet un nettoyage efficace et facile de toutes les surfaces striées (mors de pinces souillées / encrassés au niveau des stries). Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations.

La brosse de précision permet un nettoyage très appuyé et précis, grâce à une tête de nettoyage fine (8 mm épaisseur) dont les fibres sont très rigides.

RÉF : STR BRPRECISION / Conditionnement : Boîte de 3 unités

RÉF : STR BRPRECISION-10 / Conditionnement : Boîte de 10 unités



L X I X H (MM)
8 x 12 x 40

LONGUEUR / Ø MANCHE
120 MM / 12 MM



Clips, scellés, cadenas



Les **scellés / cadenas PADXX** sont spécifiquement conçus pour le secteur médical, sont autoclavables, cycle prion, mais aussi pour d'autres applications médicales ou non : chariots d'urgences, conteneurs de médicaments ou tout conteneur adapté à leur dimension. Leur design a été étudié pour faciliter l'utilisation : large base, stries anti-glissement, dispositif de guidage concave pour la pointe du harpon.

Le système de verrouillage a été étudié pour permettre une fermeture facile, l'absence d'ouverture spontanée, et une rupture aisée par traction après légère flexion de la branche de fermeture. La large base du cadenas, comme les stries judicieusement placées facilitent la préhension et l'utilisation.




SIMPLEMENT **PLIER LA BASE ET TIRER** POUR CASSER LE CADENAS

Tec Care fabrique 3 types de scellés, qui peuvent être fournis nus, avec indicateur de passage autoclave, avec numérotation ou avec texte.

TAILLE RÉELLE



PAD01



PAD02



PAD03



Double harpon de verrouillage du PAD01



Harpon de verrouillage simple et fin PAD02



PAD 03XX dotés d'une large base rectangulaire



Les **scellés PAD01** sont solides, dotés d'une branche courte rigide, parfaitement adaptés aux conteneurs **type Aesculap®**, mais aussi aux conteneurs possédant un canal court et large. Le double harpon fiabilise la fermeture par sa solidité, même après stérilisation.

Les **scellés PAD02** sont dotés d'une **branche plus longue (32 mm)** d'un harpon simple plus fin que les PAD 01XX. Ils sont adaptés à la quasi-totalité des conteneurs, mêmes ceux dotés d'un tube long et fin.

Les **scellés PAD03** sont dotés d'une **large base rectangulaire** qui permet l'**apposition d'étiquettes de traçabilité 20x 30 mm**. Ils conviennent à la plupart des conteneurs du marché.

Code couleur



CADENAS STANDARD

COULEUR	PAD01	PAD02	PAD03
BLEU CLAIR	PAD0110	PAD0210	PAD0310
BLEU	PAD0111	PAD0211	PAD0311
ROUGE	PAD0112	PAD0212	PAD0312
VERT	PAD0113	PAD0213	PAD0313
JAUNE	PAD0114	PAD0214	PAD0314
ORANGE	PAD0115	PAD0215	PAD0315
ROSE	PAD0116	PAD0216	PAD0316
BLANC	PAD0117	PAD0217	PAD0317
NOIR	PAD0118	PAD0218	PAD0318

Conditionnement : Sachet de 500 unités



CLIP CONTAINER AVEC TÉMOIN DE PASSAGE

COULEUR	PAD01	PAD02	PAD03
BLEU CLAIR	PAD0110-D	PAD0210-D	PAD0310-D
BLEU	PAD0111-D	PAD0211-D	PAD0311-D
ROUGE	PAD0112-D	PAD0212-D	PAD0312-D
VERT	PAD0113-D	PAD0213-D	PAD0313-D
JAUNE	PAD0114-D	PAD0214-D	PAD0314-D
ORANGE	PAD0115-D	PAD0215-D	PAD0315-D
ROSE	PAD0116-D	PAD0216-D	PAD0316-D
BLANC	PAD0117-D	PAD0217-D	PAD0317-D
NOIR	PAD0118-D	PAD0218-D	PAD0318-D

Conditionnement : Sachet de 500 unités



CLIP CONTAINER / SCELLÉ NUMÉROTÉ

COULEUR	PAD01	PAD02	PAD03
BLEU CLAIR	PAD0110-N	PAD0210-N	PAD0310-N
BLEU	PAD0111-N	PAD0211-N	PAD0311-N
ROUGE	PAD0112-N	PAD0212-N	PAD0312-N
VERT	PAD0113-N	PAD0213-N	PAD0313-N
JAUNE	PAD0114-N	PAD0214-N	PAD0314-N
ORANGE	PAD0115-N	PAD0215-N	PAD0315-N
ROSE	PAD0116-N	PAD0216-N	PAD0316-N
BLANC	PAD0117-N	PAD0217-N	PAD0317-N
NOIR	PAD0118-N	PAD0218-N	PAD0318-N

Conditionnement : Sachet de 500 unités



CLIP CONTAINER / SCELLÉ IMPRIMÉ

COULEUR	TEXTE	PAD01	PAD02	PAD03
BLEU	STERILE	PAD0101-ST	PAD0201-ST	PAD0301-ST
ROUGE	REPARER	PAD0102-RE	PAD0202-RE	PAD0302-RE
VERT	AIGUISER	PAD0103-AI	PAD0203-AI	PAD0303-AI
JAUNE	PRETER	PAD0104-PR	PAD0204-PR	PAD0304-PR
BLANC	NETTOYER	PAD0107-NE	PAD0207-NE	PAD0307-NE
NOIR	JETER	PAD0108-JE	PAD0208-JE	PAD0308-JE

Conditionnement : Sachet de 200 unités

Impression personnalisée
disponible sur demande (8 caractères, logo,).
Nous consulter!



INDICATEUR DE PASSAGE



NUMEROTES



IMPRIMES

Écouvillons

Réutilisables / autoclavables

Tec Care fabrique, en France, plus de 250 références d'écouvillons usage unique et autoclavables destinés au nettoyage des canaux creux des instruments chirurgicaux et endoscopes opératoires.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les écouvillons autoclavables **Tec Care** sont fabriqués à partir d'un tube plastique dont l'**extrémité libre est scellée afin d'éviter toute contamination** ou salissure interne.



Le plastique utilisé est autoclavable à 134°C - 18 mn pour les versions réutilisables. Les brosses sont de type semi-rigide (tube de 3,0 à 5,8 mm) ou souple (tubes de 1,0 à 1,8 mm), en polyamide sur torsade acier inoxydable, avec une extrémité épingle (boucle métallique).



ÉCOUVILLONS SOUPLES 2.0 À 6.0 MM DE DIAMÈTRE

Les écouvillons (2.0 à 6.0 mm de diamètre) sont fabriqués à partir de tubes souples de 0.93 à 1.8 mm de diamètre. Ils sont utilisés en traction, l'extrémité du tube sans brosse étant introduite en premier

à travers le canal à nettoyer, puis tirée une fois ressortie à l'autre extrémité du canal.

ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES 5.0 À 20.0 MM DE DIAMÈTRE

Les tubes de 3 à 5.8 mm de diamètre sont dotés de tubes semi-rigides qui permettent un nettoyage en poussée ou en traction, d'autant que l'extrémité épingle de la brosse est atraumatique. Ces écouvillons semi-rigides existent en version simple brosse, double brosse symétrique et double brosse asymétrique.

IDENTIFICATION COULEUR

Les écouvillons sont dotés d'un code couleur permettant d'éviter toute confusion avec les diamètres voisins.



Tec Care propose des produits adaptés à tous vos besoins, respectant l'intégrité des instruments à nettoyer, et procurant un nettoyage optimal pour un coût nettement inférieur à celui des produits concurrents (et mêmes des systèmes de recharges) :

- Diamètre de brosse de 1.8 à 20 mm (canaux de 1.1 à 18 mm)
- Longueur d'écouvillon de 350 à 800 mm en standard
- Grande qualité de brossage procurée par des brosses très empoilées fabriquées dans une fibre peu sensible à l'eau et aux produits détergents / décontaminants
- Un manche permettant de traverser tous les canaux.

QUEL PRODUIT CHOISIR ?

- **Longueur** : la longueur à choisir correspond à la plus grande longueur de canal à nettoyer, à laquelle on ajoute un travers de main pour une bonne préhension, soit environ 80 mm en plus de la longueur du canal. Le fait de choisir une longueur adaptée facilite l'utilisation et diminue le coût et la quantité de déchets au strict indispensable.



- **Diamètre** : étant donné le fort empoilage des brosses, il faut éviter tout surdimensionnement qui risque de réduire la durée de vie de cette brosse, de l'endommager rapidement, voire de la détorsader si l'utilisateur force en rotation quand la brosse est coincée. Nous recommandons par exemple une brosse de 12.5 mm de diamètre pour nettoyer un canal de 10 mm.
- **Simple ou double brosse ?** : les versions double brosses, à peine plus onéreuses que les écouvillons simple brosse, sont plus économiques et permettent de plus de disposer de deux diamètres de brosses sur un même produit, ce qui facilite le nettoyage en cas de doute. La longueur de ces écouvillons doit être plus importante que les écouvillons simple brosse car la préhension ne se fait pas par l'extrémité du tube.
- **Usage unique ou autoclavables** : étant donné les faibles durées de vie des brosses de petit diamètre (2-3 mm), il est plus économique de choisir un produit usage / jour unique quand l'utilisation de l'écouvillon est très importante.



ET SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODUIT QUI VOUS EST NÉCESSAIRE ?

Consultez-nous! Nous pouvons fabriquer selon vos impératifs des écouvillons spéciaux, dont la longueur peut être plus courte ou plus longue (jusqu'à 2300 mm pour les écouvillons semi-rigides, illimitée pour les écouvillons souples).



ET SI VOUS AVEZ **BESOIN D'UN "KIT"** INCLUANT PLUSIEURS RÉFÉRENCES ?

Besoin d'un kit particulier? **Consultez-nous!** Nous conditionnons tous nos produits (usage unique ou autoclavable) en kits afin de simplifier la gestion de vos commandes, de vos stocks et de l'utilisation des produits. Cette offre vous concerne si tout ou partie de votre besoin est standardisé. Le coût du kit est au maximum la somme des coûts unitaires, mais une optimisation est souvent possible.

ET SI VOUS SOUHAITEZ UN **PRODUIT USAGE UNIQUE SIMPLE, EFFICACE ET ENCORE MOINS COÛTEUX** (DIAMÈTRE 2 À 5 MM) ?

Consultez-nous! Choisissez dans notre gamme « Écouvillons usage unique type endoscopie ». Ces écouvillons sont fabriqués à partir de tubes et de brosses courtes (15 à 24 mm) utilisés pour les endoscopes souples. Les brosses 3 à 5 mm sont repliées et empoilées en bout afin d'assurer une protection optimale des canaux.



DURÉE D'UTILISATION DES PRODUITS / COÛT

Une brosse polyamide perd une partie de ses qualités de nettoyage à chaque utilisation (action mécanique) et à chaque stérilisation (action thermique).

Au fur et à mesure du vieillissement du produit, le nombre de poils diminue, leur rigidité se modifie, et la capacité de brossage diminue. Il est illusoire de penser que, quelle que soit la qualité d'une brosse, elle peut être soumise à 50 ou 100 cycles de nettoyage puis de stérilisation sans avoir perdu la quasi totalité de ses qualités de départ.

Pour cette raison, nous avons choisi de proposer des produits dont le coût permet un renouvellement très fréquent, alors même que la qualité de brossage est encore proche du neuf. Les tests que nous avons réalisés permettent de conseiller un intervalle de changement qui dépend cependant principalement de l'utilisation du produit. Cette fréquence est donc à adapter en fonction de l'utilisation de chacun.

DIAMÈTRE DE BROSSE	RÉFÉRENCES (XX = longueur en cm)	DURÉE D'UTILISATION UTILE MINIMALE en conditions « normales » +/- 10 utilisations par jour (en jours travaillés)
2.0 mm	STRP1 XX020	2* à 3 jours*
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm BROSSE ET TUBE SOUPLES	STRP1 XX030 STRP1 XX040 STRP1 XX050 (32-47-62-77)	3* à 8 jours*
5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0 mm BROSSE RIGIDE	STRP1 XX050 (35-50-65-80) STRP1 XX060 STRP1 XX080 STRP1 XX100 STRP1 XX120 STRP1 XX150 STRP1 XX200 STRP2 XX050 à XX200	10* à 20 jours*

* En cas de nombreuses utilisations journalières, il peut être plus efficace et économique d'utiliser la version usage / jour unique

Un écouvillon doit être jeté :


- Si la densité de poils est nettement inférieure à ce qu'elle était à l'origine
- Si la brosse est déformée à plusieurs reprises (le fait de la redresser à plusieurs reprises crée une fragilité dans la torsade acier inoxydable)
- Si le tube présente une strie transversale, qui risque d'entraîner une rupture en traction pour un effort minime, ou s'il présente une angulation (à différencier d'un tube courbé / arqué qui n'entraîne aucun risque).

A l'issue de la durée d'utilisation « normale » mentionnée dans le tableau ci-dessus, l'écouvillon peut être conservé si :

- La densité de poils est voisine de l'état neuf
- La brosse n'a pas été redressée à plusieurs reprises
- Le tube ne présente pas de strie transversale ni de déformation importante
- Certains écouvillons peuvent alors être utilisés jusqu'à 8 jours pour les diamètres inférieurs ou égaux à 5 mm (brosse souple), et jusqu'à un mois pour les écouvillons de diamètre supérieur ou égale à 5 mm (brosse rigide).

Écouvillons souples

Réutilisables / autoclavables



Ø 2 X 15
MM



Ø 3 X 25
MM



Ø 4 X 25
MM




Ø 5 X 25
MM




Ø 6 X 25
MM



ÉCOUVILLONS SOUPLES AUTOCLAVABLES, RÉUTILISABLES : 2 À 6 MM DE DIAMÈTRE



NETTOYAGE
EN TRACTION



EXTREMITÉS SCELÉES

Simple brosse

LONGUEUR 320 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 32020		2 x 15	1,00
STRP1 32030		3 x 25	1,00
STRP1 32040		4 x 25	1,55
STRP1 32050		5 x 25	1,85
STRP1 32060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 620 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 62020		2 x 15	1,00
STRP1 62030		3 x 25	1,00
STRP1 62040		4 x 25	1,55
STRP1 62050		5 x 25	1,85
STRP1 62060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 470 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 47020		2 x 15	1,00
STRP1 47030		3 x 25	1,00
STRP1 47040		4 x 25	1,55
STRP1 47050		5 x 25	1,85
STRP1 47060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 10 unités


LONGUEUR 770 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 77020		2 x 15	1,00
STRP1 77030		3 x 25	1,00
STRP1 77040		4 x 25	1,55
STRP1 77050		5 x 25	1,85
STRP1 77060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Écouvillons semi-rigides

Réutilisables / autoclavables



EXTRÉMITÉ **SCELLÉE**



ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES
AUTOCLAVABLES / RÉUTILISABLES :
5 À 20 MM DE DIAMÈTRE

Simple brosse

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **AUTOCLAVABLE** SIMPLE BROSSSE

EXTRÉMITÉ
SCELLÉE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 35050		5 x 50	3,00
STR-P1 35060		6 x 50	3,00
STR-P1 35080		8 x 50	4,00
STR-P1 35100		10 x 50	4,00
STR-P1 35120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 35150		15 x 50	5,80
STR-P1 35200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 50050		5 x 50	3,00
STR-P1 50060		6 x 50	3,00
STR-P1 50080		8 x 50	4,00
STR-P1 50100		10 x 50	4,00
STR-P1 50120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 50150		15 x 50	5,80
STR-P1 50200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 65050		5 x 50	3,00
STR-P1 65060		6 x 50	3,00
STR-P1 65080		8 x 50	4,00
STR-P1 65100		10 x 50	4,00
STR-P1 65120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 65150		15 x 50	5,80
STR-P1 65200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 80050		5 x 50	3,00
STR-P1 80060		6 x 50	3,00
STR-P1 80080		8 x 50	4,00
STR-P1 80100		10 x 50	4,00
STR-P1 80120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 80150		15 x 50	5,80
STR-P1 80200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Sachet de 10 unités

Écouvillons semi-rigides



Réutilisables / autoclavables

Double brosse - Symétrique



EXEMPLE D'ÉCOUVILLON AUTOCLAVABLE DOUBLE BROSSSE SYMÉTRIQUE

LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP2-35050		5 x 50	5 x 50	3,00
STRP2-35060		6 x 50	6 x 50	3,00
STRP2-35080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 35100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 35120		12.5 X 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 35150		15 X 50	15 X 50	5,80
STR-P2 35200		20 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 65050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 65060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 65080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 65100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 65120		12.5 X 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 65150		15 X 50	15 X 50	5,80
STR-P2 65200		20 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 50050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 50060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 50080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 50100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 50120		12.5 X 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 50150		15 X 50	15 X 50	5,80
STR-P2 50200		20 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 80050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 80060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 80080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 80100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 80120		12.5 X 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 80150		15 X 50	15 X 50	5,80
STR-P2 80200		20 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Double brosse - Asymétrique



EXEMPLE D'ÉCOUVILLON AUTOCLAVABLE DOUBLE BROSSSE ASYMÉTRIQUE

LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 350506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 350810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 351012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 351520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 650506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 650810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 651012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 651520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 500506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 500810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 501012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 501520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 10 unités

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 800506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 800810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 801012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 801520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : Sachet de 10 unités

Écouvillon double têtes 5 + 11 mm



STYLOPISTON-01 existe en deux couleurs, bleu et jaune



RÉFÉRENCE	BROSSE N°1 Ø X LONG. (MM)	BROSSE N°2 Ø X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STYLOPISTON-01B	11 x 35	5 x 20	185
STYLOPISTON-01Y	11 x 35	5 x 20	185


Conditionnement : Boîte de 20 unités

Écouvillons souples

Usage / Jour unique



ÉCOUVILLONS SOUPLES USAGE / JOUR UNIQUE,
2 À 5 MM DE DIAMÈTRE



ÉCOUVILLONS SOUPLES USAGE / JOUR UNIQUE

Ø 2 X 15
MM



Ø 3 X 25
MM




Ø 4 X 25
MM



Ø 5 X 25
MM



Ø 6 X 25
MM



NETTOYAGE
EN TRACTION

Simple brosse

LONGUEUR 320 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 32020		2 x 15	1,00
STU1 32030		3 x 25	1,00
STU1 32040		4 x 25	1,55
STU1 32050		5 x 25	1,85
STU1 32060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 50 unités

LONGUEUR 620 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 62020		2 x 15	1,00
STU1 62030		3 x 25	1,00
STU1 62040		4 x 25	1,55
STU1 62050		5 x 25	1,85
STU1 62060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 50 unités

LONGUEUR 470 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 47020		2 x 15	1,00
STU1 47030		3 x 25	1,00
STU1 47040		4 x 25	1,55
STU1 47050		5 x 25	1,85
STU1 47060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 50 unités

LONGUEUR 770 MM



RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 77020		2 x 15	1,00
STU1 77030		3 x 25	1,00
STU1 77040		4 x 25	1,55
STU1 77050		5 x 25	1,85
STU1 77060		6 x 25	1,85

Conditionnement : Boîte de 50 unités

Écouvillons semi-rigides



Usage / Jour unique



ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES **USAGE / JOUR**
UNIQUE / 3 À 5.8 MM DE DIAMÈTRE

Écouvillons simple brosse

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **USAGE UNIQUE** SIMPLE BROSSSE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 35050		5 x 50	3,00
STU1 35060		6 x 50	3,00
STU1 35080		8 x 50	4,00
STU1 35100		10 x 50	4,00
STU1 35120		12,5 x 50	4,00
STU1 35150		15 x 50	5,80
STU1 35200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 50 unités

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 50050		5 x 50	3,00
STU1 50060		6 x 50	3,00
STU1 50080		8 x 50	4,00
STU1 50100		10 x 50	4,00
STU1 50120		12,5 x 50	4,00
STU1 50150		15 x 50	5,80
STU1 50200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 50 unités

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR Ø X L (MM)	BROSSE (MM)	Ø TUBE
STU1 65050		5 x 50	3,00
STU1 65060		6 x 50	3,00
STU1 65080		8 x 50	4,00
STU1 65100		10 x 50	4,00
STU1 65120		12,5 x 50	4,00
STU1 65150		15 x 50	5,80
STU1 65200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Boîte de 50 unités


LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 80050		5 x 50	3,00
STU1 80060		6 x 50	3,00
STU1 80080		8 x 50	4,00
STU1 80100		10 x 50	4,00
STU1 80120		12,5 x 50	4,00
STU1 80150		15 x 50	5,80
STU1 80200		20 x 50	5,80

Conditionnement : Sachet de 50 unités

Écouvillons courts

Usage / Jour unique



Cette gamme d'écouvillons est composée de produits dont la longueur maximale est de 75 cm, et qui sont utilisés le plus souvent soit pour des endoscopes « chirurgicaux », soit pour le nettoyage de canaux creux en stérilisation.

Les brosses utilisées sont identiques à celles utilisées en endoscopie, et pourvues d'une extrémité repliée afin de protéger les canaux nettoyés (sauf écouvillons 1.8 et 2.0 mm).

Brosse Ø 1.8 mm / tube 0.93 mm : Canaux de 1,1 à 1,5 mm

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU018030	1.8 x 15	315
STU018055	1.8 x 15	565
STU018075	1.8 x 15	765

Conditionnement : Boîte de 100 unités



SIMPLE BROSSE

Brosse Ø 2.0 mm / tube 1.0 mm : Canaux de 1,2 à 1,8 mm

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU02030	2 x 15	315
STU02055	2 x 15	565
STU02075	2 x 15	765

Conditionnement : Boîte de 100 unités



SIMPLE BROSSE

Brosse Ø 3 mm / tube 1.70 mm : Canaux de 1,8 à 2,6 mm

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU03030	3 x 20	320
STU03055	3 x 20	570
STU03075	3 x 20	770

Conditionnement : Boîte de 100 unités



SIMPLE BROSSE

Brosse Ø 5 mm / tube 1.80 mm : Canaux de 2,8 à 4,2 mm

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU05030	5 x 24	320
STU05055	5 x 24	570
STU05075	5 x 24	770

Conditionnement : Boîte de 100 unités




SIMPLE BROSSE

Brosse conique Ø 5/6 mm / tube 1.80 mm : Canaux de 3,0 à 5,0 mm

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU06030	5 / 6 x 24	320
STU06055	5 / 6 x 24	570
STU06075	5 / 6 x 24	770

Conditionnement : Boîte de 100 unités




SIMPLE BROSSE

Écouvillons

pour canules de trachéotomie / masques laryngés

Usage unique



LONGUEUR 200 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 20060-TR	Vert	6 x 50	3,00
STU1 20080-TR	Bleu	8 x 50	4,00
STU1 20100-TR	Rouge	10 x 50	4,00
STU1 20120-TR	Jaune	12.5 x 50	4,00

Conditionnement : Boîte de 100 unités

LONGUEUR 250 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 25060-TR	Vert	6 x 50	3,00
STU1 25080-TR	Bleu	8 x 50	4,00
STU1 25100-TR	Rouge	10 x 50	4,00
STU1 25120-TR	Jaune	12.5 x 50	4,00
STU1 25150-TR	Vert foncé	15 x 50	4,00

Conditionnement : Boîte de 100 unités

LONGUEUR 300 MM


RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 30060-TR	Vert	6 x 50	3,00
STU1 30080-TR	Bleu	8 x 50	4,00
STU1 30100-TR	Rouge	10 x 50	4,00
STU1 30120-TR	Jaune	12.5 x 50	4,00
STU1 30150-TR	Vert foncé	15 x 50	4,00

Conditionnement : Boîte de 100 unités

Le tube et la brosse sont flexibles, ce qui permet une parfaite adaptation à la courbure à nettoyer, mieux qu'un écouvillon acier préformé. De plus le tube plastique n'a aucune agressivité par rapport au plastique fin de la canule, au contraire des torsades aciers qui rayent et endommagent la surface interne des canules, d'autant que ces écouvillons aciers se déforment facilement et ne reviennent pas à leur forme d'origine.



Les écouvillons pour trachéotomie / masques laryngés usage unique sont fabriqués à partir d'un tube plastique flexible autolubrifiant, et d'une brosse de 50 mm de longueur, très empoilée, pour assurer un nettoyage dès le premier passage si le diamètre est approprié au diamètre interne de la canule.



L'extrémité de la brosse est en « **bout épingle** » non traumatisante pour le plastique, au contraire des écouvillons coupés en bout.




ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES USAGE UNIQUE POUR LE NETTOYAGE DES CANULES DE TRACHEOTOMIE ET MASQUES LARYNGÉS




LE TUBE ET LA BROSSE SONT FLEXIBLES, CE QUI PERMET UNE PARFAITE ADAPTATION À LA COURBURE À NETTOYER


Tapis silicone



Les tapis silicone sont utilisés pour immobiliser les instruments fragiles dans les paniers ou les boîtes de stérilisation, afin d'éviter le contact entre les instruments source d'élévation anormale de la température (hots spots) et l'endommagement des instruments fragiles et/ou tranchants.



Ils sont dotés de nombreux orifices et le dos du tapis est embossé afin de permettre un bon passage de la vapeur lors de la stérilisation, et l'absence de condensation.



RÉFÉRENCE


7011204
7011204-5

CONDITIONNEMENT

L'unité
5 unités

Taille : 330 x 456 mm

Tapis magnétique



Le tapis magnétique est autoclavable et réutilisable. Il permet un maintien des instruments grâce à un système d'aimants incorporés.

Il facilite la manipulation des instruments et permet de limiter les risques de blessure des opérateurs et le risque de chute au sol des instruments, tout en permettant de les conserver à portée de main au plus près de la zone opératoire, même si la surface n'est pas parfaitement horizontale ou plane.

Il peut s'accrocher (orifices) ou se poser au plus près de la zone d'intervention.



RÉFÉRENCE

7011601

CONDITIONNEMENT

L'unité


Taille : 295 x 375 mm

Protecteurs d'instruments

Usage unique

Les **protecteurs d'instruments Tec Care** usage unique sont en vinyle. Plus de 30 références permettent de trouver la solution que vous recherchez, quel que soit l'instrument requérant une protection pendant la stérilisation et le stockage.

PROTECTEURS D'INSTRUMENTS - GABARIT (TAILLE RÉELLE)



TRANSLUCIDE PERFORÉS



RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 0701	Blanc	1,6 x 19,0
701 0702	Bleu	2,0 x 19,0
701 0703	Vert	2,8 x 19,0
701 0704	Rouge	3,0 x 25,4
701 0705	Jaune	4,8 x 25,4
701 0706	Mauve	10,3 x 25,4
701 0707	Orange	1,6 x 9,5 x 25,4
701 0708	Marron	2,0 x 15,9 x 25,4
701 0709	Noir	3,0 x 25,4 x 25,4
701 0710	Assorties	

Conditionnement : Sachet zip de 100 unités

Les protecteurs d'instruments sont disponibles en:

- **9 tailles différentes**
- **Une référence assortie** comprenant toutes les tailles
- **Perforés.** L'intérêt des perforations est de permettre un séchage optimal, mais surtout d'éviter l'effet de succion au refroidissement quand le protecteur est étroitement adapté sur l'extrémité de l'instrument. Cette catégorie a fait l'objet d'une validation de stérilisation par un organisme indépendant.

PROTECTEURS POUR OSTEOTOMES PERFORÉS



RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 0301	Bleu	6,4 x 19,0
701 0302	Bleu	9,5 x 25,4
701 0303	Bleu	12,7 x 25,4
701 0304	Bleu	19,0 x 25,4
701 0305	Bleu	25,4 x 25,4
701 0306	Bleu	31,8 x 31,8
701 0307	Bleu	38,1 x 38,1
701 0308	Bleu	44,4 x 31,8
701 0309	Bleu	Assorties

Conditionnement : Sachet zip de 50 unités

Les protecteurs d'instruments 701 03XX sont destinés principalement aux OSTEOTOMES ou tout autre instrument à extrémité plate.

- **8 tailles différentes**
- **Une référence assortie** comprenant toutes les tailles
- **Perforés**





PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS

Ils permettent de protéger les extrémités de pince ou de ciseaux en les stérilisant ouverts.



- 6 tailles différentes, et une référence assortie comprenant toutes les tailles



TRANSLUCIDES COLORÉS (RADIO OPAQUES)

RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 1401		1,6 x 19,0
701 1402		2,0 x 19,0
701 1403		2,8 x 19,0
701 1404		3,0 x 25,4
701 1405		4,8 x 25,4
701 1406		1,6 x 9,5 x 25,4
701 1407	Assorties	Assorties

Conditionnement : Sachet zip de 50 unités



PROTECTEURS TUBULAIRES POUR ÉCARTEURS



Translucides incolores avec un orifice de 19 x 5 mm.

Conditionnés en sacs zip de 40, 45, 50 ou 55 unités selon la référence.

RÉFÉRENCE	COULEUR	ORIFICE (MM)	DIMENSIONS (MM)	SACHET ZIP DE
701 1430	Translucide	19 x 5	7,5 x 38	55
701 1431	Translucide	19 x 5	7,5 x 51	45
701 1432	Translucide	19 x 5	7,5 x 76	40

PROTECTEURS CARRÉS POUR ÉCARTEURS



RÉFÉRENCE	COULEUR	ORIFICES (MM)
701 1420	Rose	12 x 25
701 1421	Translucide	12 x 25
701 1422	Vert	12 x 32
701 1423	Translucide	12 x 32


Conditionnement : Sachet zip de 50 unités



Coins de protection

Réutilisables / autoclavables

- Les coins protègent les emballages de stérilisation contre les déchirures
- Perforés avec picots pour permettre un bon passage de la vapeur lors de la stérilisation et éviter la condensation
- Faciles à utiliser et positionner
- Réutilisables et autoclavables
- Sans latex ou silicone



RÉFÉRENCE

CORNER-RU

CONDITIONNEMENT

40 unités

Abrasifs de nettoyage



Ces abrasifs sont utilisés en service de stérilisation pour le nettoyage des pointes d'électrodes mono ou bipolaires charbonnées ou portant des débris très adhérents.

ABRASIFS DE NETTOYAGE - NON STERILE:


- Abrasif de 45 x 45 mm sur bloc de mousse adhésif pelable
- Radio-opaque
- Sans latex

RÉFÉRENCE

STR CLEAN

CONDITIONNEMENT




Boîte de 60 unités



ABRASIF
DE NETTOYAGE



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE



NOUS,
on fabrique
RÉELLEMENT
en France!



Tec Care, société 100% française et indépendante, conçoit, fabrique et conditionne intégralement en France, plus de 500 références :

- **ENDOSCOPIE** : écouvillons, brosses, kits de nettoyage, cale dents...
- **STÉRILISATION** : écouvillons et brosses, cadenas...

Nous sommes fiers de contribuer à maintenir l'emploi dans notre pays, de proposer des produits de qualité, fabriqués de manière innovante, au meilleur coût et avec une réactivité et une satisfaction client inégalées.

Tec Care contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la proximité entre lieu de production et de conditionnement et ses clients.

Tec Care, le choix d'une vraie démarche écologique !

Rejoignez-nous sur **www.tec-care.com**