

# Valves / bouchons usage unique pour endoscopes

Les **valves usage unique** ont pour principale utilité de favoriser la sécurité des patients en éliminant tout risque de contamination croisée. Les anfractuosités des valves réutilisables rendent illusoire ou au moins difficile un nettoyage efficace, d'autant que le vieillissement des matériaux souples peut créer des fissurations de surface impossibles à nettoyer.



Les **valves usage unique Tec Care** permettent :

- Un accès facile du canal opérateur
- De maintenir l'étanchéité lors du retrait des instruments (pinces à biopsie)
- De supprimer le nettoyage très difficile des valves réutilisables
- Et surtout d'éliminer le risque d'une contamination croisée.

Les valves usage unique sont fabriquées en thermoplastique souple, et sont commercialisées non stériles sous sachet individuel scellé.

RÉFÉRENCE	COULEUR	CORRESPONDANCE
ENCAP01	Bleu	Endoscopes Olympus® / Fujinon®
ENCAP02	Rose	Endoscopes Pentax®

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale




ENCAP01  
OLYMPUS® / FUJINON®




ENCAP02  
PENTAX®



## Les dangers du nettoyage des valves réutilisables...



Les valves réutilisables présentent de nombreuses cavités ne pouvant être nettoyées complètement, quel que soit l'écouvillon utilisé.



Pour les valves démontables, plusieurs zones ne peuvent être nettoyées qu'après démontage.