

Brosse de précision

La **brosse de précision** possède une **tête ultra rigide de petite taille**, qui permet un nettoyage efficace et facile de toutes les surfaces striées (mors de pinces, ...). Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations.



La brosse de précision permet un **nettoyage très appuyé et précis**, grâce à une tête de nettoyage fine (8 mm épaisseur) dont les fibres sont très rigides. Elle est utilisée notamment pour nettoyer les mors de pinces souillés/ encrassés au niveau des stries.



BROSSE
8 X 12 X 40 MM

LONGUEUR / Ø MANCHE
120 MM / 12 MM

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
STR BRPRECISION	3 unités
STR BRPRECISION-10	10 unités

Brosse pour pour râpes orthopédiques

La brosse de nettoyage pour râpe Tec Care permet le nettoyage de râpes orthopédiques (et instruments similaires...)

- Poils de brosse en polyamide
- Manche ergonomique en thermoplastique autoclavable
- Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations
- Sans latex



LONGUEUR
TOTALE
230 MM

BROSSE
20 X 60 X 90 MM



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	LONGUEUR / Ø MANCHE
STR BRRAPE	3 unités	140 MM / 16 MM

Brosses pour fraises à cotyle

Tec Care fabrique 2 brosses destinées au **nettoyage des fraises à cotyle** :

- **Simple tête**, dont la forme circulaire est parfaitement adaptée au nettoyage de l'hémisphère interne des fraises à cotyle
- **Double tête**, comportant en plus de la précédente, à l'autre extrémité du manche, un écouvillon conique fin et rigide, qui permet de nettoyer facilement les orifices des fraises à cotyle.



BROSSE 1



BROSSE 2

LONGUEUR TOTALE
170 MM



STR BRCOT-01

LONGUEUR TOTALE
210 MM



STR BRCOT-02

RÉFÉRENCE	BROSSE 1 (MM)	BROSSE 2 (MM)	MANCHE (MM)	LONG. TOTALE (MM)
STR BRCOT-01	18 x 50 x 45	-	120 x 12	170
STR BRCOT-02	18 x 50 x 45	6/8 x 30	120 x 12	210

Conditionnement : sachet de 3

Écouvillon **double têtes** 5 + 11 mm autoclavable



STYLOPISTON-01 existe en deux couleurs, bleu et jaune, afin de différencier deux lots d'écouvillons utilisés alternativement un jour sur deux.

Cet écouvillon doit être utilisé pour un seul endoscope et ensuite être nettoyé et stérilisé*. Dans l'idéal, il faut disposer d'un nombre de brosses supérieur au nombre maximal d'endoscopies réalisées en une journée, afin de pouvoir effectuer une seule stérilisation en fin de programme.

Ce double écouvillon peut aussi être utilisé pour le nettoyage des canaux courts des instruments chirurgicaux.

STYLOPISTON-01-B



STYLOPISTON-01-Y



RÉFÉRENCE	BROSSE N°1 Ø X LONG. (MM)	BROSSE N°2 Ø X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STYLOPISTON-01B	11 x 35	5 x 20	185
STYLOPISTON-01Y	11 x 35	5 x 20	185

Conditionnement : sachet de 20

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

*** L'UTILISATION DE BROSSES ET D'ÉCOUVILLONS DE NETTOYAGE AUTOCLAVABLES N'EST PLUS PERMISE EN FRANCE DEPUIS L'INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 DU 4 JUILLET 2016.**

Brosse de nettoyage simple tête

Cette **brosse semi-rigide** est destinée au nettoyage courant.



RÉFÉRENCE	BROSSE		LONGUEUR
	LARG. (MM)	LONG. (MM)	TOTALE (MM)
STR BR18038N	12,5	38	185

Conditionnement : sachet de 20

Brosse de nettoyage double tête

La brosse double tête permet un nettoyage plus précis :

- À l'aide de l'**encoche en « V »** présente en bout de tête
- À l'aide de la **brosse étroite (2 mm)** constituée d'une seule rangée de poils, qui permet le nettoyage des rainures et angles rentrants.



RÉFÉRENCE	BROSSE 1 (MM) LARG X LONG	BROSSE 2 (MM) LARG X LONG	LONGUEUR TOTALE (MM)
STR BR18035	10 x 38	2 x 25	175

Conditionnement : sachet de 20

Brosse de nettoyage pour récipient

Cette brosse est destinée à l'**écouvillonnage de très gros diamètre** et au nettoyage des récipients, urinoirs...



RÉFÉRENCE	BROSSE		LONGUEUR
	LARG. (MM)	LONG. (MM)	TOTALE (MM)
STR BR070130310	70	130	310

Conditionnement : sachet de 3

